

どこへでも行こう！ 何でもしよう！
RUSH Foot EVAQ8 シリーズは生活を向上させます。

RUSH FOOT
EVAQ8
COLLECTION

すべての RUSH Foot と同様の堅牢さとシンプルさを備えており、
効率的な真空機構を統合させた、これまでにない効果的な真空システムを有します。

RUSH Foot EVAQ8 シリーズは、簡単に最大限の真空効率を
もたらすことが可能です。

電源や複雑な機械的ポンプは必要ありません。

競合製品と異なる、非常にシンプルな独自の効率的な真空サスペンション
機構設計により、22inHg を上回る吸引を達成しています。

また、吸引容量が安定しており、ソケットと断端の連結力も高めます。



RUSH Foot EVAQ8 シリーズのその他特徴：

- ◆あらゆる地形に対応可能
- ◆完全防水（淡水および海水対応）
- ◆コンパクト
- ◆メンテナンスの手間が少ない



様々な特徴を持つ製品に真空システムが搭載されているため、
幅広いユーザーに適用できます。

RUSH Foot EVAQ8 シリーズ

RUSH ROGUE EVAQ8

体重制限	130kg
サイズ	22~29cm
製品重量	770g (26cm)
差高	10mm

足サイズ	製品高さ
22~24cm	16.5cm
25~27cm	17.3cm
28~29cm	18.5cm

RUSH HiPro EVAQ8

体重制限	130kg
サイズ	22~29cm
製品重量	770g (26cm)
差高	10mm

足サイズ	製品高さ
22~24cm	16.5cm
25~27cm	17.3cm
28~29cm	18.5cm

RUSH LoPro EVAQ8

体重制限	130kg
サイズ	22~29cm
製品重量	649g (26cm)
差高	10mm

足サイズ	製品高さ
22~24cm	11.4cm
25~27cm	11.4cm
28~29	11.4cm

◎製品高さはフットシェルを含む高さです。

◎製品の保証期間は3年間（フットシェル等消耗品除く）

◎購入後、30日間以内であれば返品対応いたします。



カテゴリーチャート

活動量/体重[kg]	41~53	53~66	66~82	82~99	99~118	118~130
低活動者	1	2	3	4	5	6
中活動者	1	2	3	4	5	6
高活動者	2	3	4	5	6	7
さらに高活動者	2~3	3~4	4~5	5~6	6~7	7~8

お問い合わせはこちらまで

株式会社プロテオールジャパン：TEL:078-515-6663 / FAX:078-515-6689

URL: <https://proteor-japan.jp/>



Human First