



## 低構造タイプ RUSH FOOT —RUSH ROVER—

### 主な特徴

- ◎6cm 以下の低構造内で、RUSH HiPro と同機能を実現
- ◎足部サイズは 22~30cm まで展開
- ◎滑らかな踏み返し
- ◎ダイナミック TOE-OFF
- ◎高耐久性
- ◎製品の保証期間は 3 年間（フットシェル等消耗品除く）
- ◎購入後、30 日間以内であれば返品対応可能

### RUSH ROVER

体重制限	130kg	足サイズ	製品高さ
サイズ	22~30cm	22~24cm	5.3cm
製品重量	639g (25cm)	25~27cm	5.6cm
差高	10mm	28~30cm	5.8cm

※製品高さはフットシェルを含む高さです。

### カテゴリーチャート

活動量／体重[kg]	41~53	53~66	66~82	82~99	99~118	118~130
低活動者	1	2	3	4	5	6
中活動者	1	2	3	4	5	6
高活動者	2	3	4	5	6	7
さらに高活動者	2~3	3~4	4~5	5~6	6~7	7~8

お問い合わせはこちらまで  
株式会社プロテオールジャパン：TEL:078-515-6663 / FAX:078-515-6689

URL: <https://proteor-japan.jp/>



Human First