



RUSH FOOT[®]
EVAQ8
COLLECTION

SIMPLISTIC. EFFECTIVE. EFFICIENT.

RUSH FOOT®に効率的なバキュームシステムを組み合わせた
RUSH FOOT EVAQ8に、より軽量な
RAMPAGE EVQ8と**RAMPAGE LP EVQ**が追加されました！

ROGUE EVQ8にはバキュームシステムに加え、
トルクアブソーバー(±8°)、ショックアブソーバーが搭載されています！

従来のようなバッテリーや、機械式のポンプは必要ありません。
数歩でソケット内を真空にでき、優れた**懸垂力**を獲得いたします。

特長

- バキュームシステム搭載足部
- 高い可撓性と耐久性
- 完全防水
- 優れたエネルギー効率

* 製品の保証期間は**3年間**（フットシェル等消耗品除く）

* 購入後、**30日**以内であれば**カテゴリー**交換対応致します。

RUSH RAMPAGE EVQ8

体重制限	130kg	サイズ ^{※2}	組立長
サイズ	22cm - 29cm	22 - 24cm	168mm
重量 ^{※1}	630g	25 - 27cm	181mm
差高	10mm	28 - 29cm	184mm

RUSH ROGUE EVQ8

体重制限	130kg	サイズ ^{※2}	組立長
サイズ	22cm - 29cm	22 - 24cm	165mm
重量 ^{※1}	935g	25 - 27cm	178mm
差高	10mm	28 - 29cm	181mm

RUSH RAMPAGE LP EVQ8

体重制限	130kg	サイズ ^{※2}	組立長
サイズ	22cm - 29cm	22 - 24cm	114mm
重量 ^{※1}	585g	25 - 27cm	121mm
差高	10mm	28 - 29cm	121mm

^{※1} 26cm カテゴリー4、フットシェル未装着時 フットシェル重量 約230g
^{※2} 組立長は23cm、26cm、29cm、カテゴリー4、フットシェル装着の3条件にて計測

カテゴリーチャート

活動度/体重[kg]	0 - 48	49 - 64	65 - 79	80-95	96 - 111	112 - 127	128 - 130
低	1	2	3	4	5	6	7
中	1	2	3	4	5	6	7
高	1 (2)	2 (3)	3 (4)	4 (5)	5 (6)	6 (7)	7 (8)
最高	2 (3)	3 (4)	4 (5)	5 (6)	6 (7)	7 (8)	8 (9)

※ カテゴリーが上がるとキールの硬さが上がります。

※ (RAMPAGE LP)両側切断者の場合、安定性確保のために、表の数値よりもカテゴリーを1つ上げてご注文下さい。



Human First

〒652-0884 兵庫県神戸市兵庫区和田山通1丁目 - 2 - 25

神戸市ものづくり工場C棟503

TEL : 078-515-6663 FAX : 078-515-6689

MAIL : proteor.j@outlook.jp

URL : <https://proteor-japan.jp/>

