

RUSH

RAMPAGE LP




INNOVATION YOU CAN FEEL

RUSH LoProが**RUSH RAMPAGE LP**としてモデルチェンジ！

特長

- RUSH LoProより**軽量**(- 64g)
- 高い**可撓性と耐久性**
- 低床構造**足部**
- 滑らかな**踏み返し**
- 優れた**エネルギー効率**
- **完全防水**



* 製品の保証期間は**3年間** (フットシェル等消耗品除く)

* 購入後、**30日**以内であれば**カテゴリー**交換対応致します。

体重制限	130kg	サイズ※2	組立長
サイズ	22cm - 29cm	22 - 24cm	114mm
重量※1	575g	25 - 27cm	121mm
差高	10mm	28 - 29cm	121mm

※1 26cm カテゴリー4、フットシェル未装着時 フットシェル重量 約230g
 ※2 組立長は23cm、26cm、29cm、カテゴリー4、フットシェル装着の3条件にて計測

カテゴリーチャート

活動度/体重[kg]	0 - 48	49 - 64	65 - 79	80-95	96 - 111	112 - 127	128 - 130
低	1	2	3	4	5	6	7
中	1	2	3	4	5	6	7
高	2	3	4	5	6	7	8
最高	3	4	5	6	7	8	9

※ カテゴリーが上がるとキールの硬さが上がります。

※ 両側切断者の場合、安定性確保のために、表の数値よりもカテゴリーを1つ上げてご注文下さい。



Human First

〒652-0884 兵庫県神戸市兵庫区和田山通1丁目 - 2 - 25

神戸市ものづくり工場C棟503

TEL : 078-515-6663 FAX : 078-515-6689

MAIL : proteor.j@outlook.jp

URL : <https://proteor-japan.jp/>

