


matik

4節リンク空圧膝継手 1P200 マティック



調整可能部位

① 屈曲抵抗 (F)

② 伸展抵抗 (E)

2020年度4月 新規完成用部品
受託報酬価格 ￥ 199,600

- ・ 低～中活動ユーザー向け超軽量4節リンク空圧膝継手
- ・ 抜群の安定性、訓練用仮義足にも最適
- ・ シンプルな構造でメンテナンス性良好

安定

軽量

| 品番 | 体重制限 | 重量 | 素材 | 最大膝屈曲角 | 近位アダプタ | 遠位アダプタ |
|----------|-------|------|---------------------|--------|--------|--------|
| 1P200 | 125kg | 743g | アルミ ステンレス チタン | 170° | ピラミッド | ピラミッド |
| 1P200-KD | | | | | ネジ式 | |

