

完成用部品一覽

2022年度版
















Human First











Catalog
PROSTHESIS, ORTHOSIS & MATERIALS

プロテオール完成用部品 製品一覧【2022年度版】

区分	名称	型式	完成用部品価格	使用部品	材質/体重制限/重量/備考				
義足用部品	膝 継 手	C多軸膝 1遊動式 空圧	¥199,600	1P200	4節リンク空圧膝継手 マテック	アルミチタン ステンレス	125Kg	743g	
					活動度：2～3、可動域：170° 超軽量、安定感があり訓練用仮義足にも最適				
		C多軸膝 1遊動式 油圧	¥388,000	1P120	ハイディール	アルミ ステンレス	125Kg	1050g	
					活動度：3～4可動域：145°				
義足調整用部品	コ ネ ク タ	ソケットアダプタ ・ピラミッド	¥17,300	1K173	3長羽オスピラミッド付 ソケットコネクタ	ステンレス	125Kg	150g	
						ピン穴あり			
			¥8,600	1K203	4短羽オスピラミッド付 ソケットコネクタ ステンレス 150kg対応	ステンレス	150Kg	85g	
				ピン穴あり					
	¥21,100	1K204	4短羽オフセットオスピラミッド付 ソケットコネクタ	ステンレス	150Kg	113g			
				通常タイプよりピラミッド部が 軸方向に9mm オフセットピン穴あり					
	¥20,100	1K179	3長羽回転調整付 ソケットコネクタ	ステンレス	150Kg	125g			
	¥19,100	1K40	長羽ラミネーションアダプタ	スチール	125Kg	120g			
	¥8,900	1K205	4つ穴オスピラミッド付コネクタ	ステンレス	125Kg	80g			
	¥11,000	1K172	4つ穴メスピラミッド付コネクタ	ステンレス	125Kg	100g			
¥9,700	1K190	ダブルオスピラミッドコネクタ	ステンレス	150Kg	120g				
			ピン穴あり						
ダブルアダプタ (メス・メス)	¥10,200	1K207-032	メスピラミッドダブルコネクタ 32mm アルミ	アルミ	100Kg	85g			
	¥10,200	1K207-045	メスピラミッドダブルコネクタ 45mm アルミ	アルミ	100Kg	100g			
	¥12,400	1K207-060	メスピラミッドダブルコネクタ 60mm アルミ	アルミ	100Kg	115g			
	¥14,700	1K207-075	メスピラミッドダブルコネクタ 75mm アルミ	アルミ	100Kg	130g			



区分	名称	型式	完成用部品価格	使用部品		材質/体重制限/重量/備考				
義足用部品	義足調整用部品	コネクタ	ダブルアダプタ (メス・メス)	¥11,300	1K207-HD-032	メスピラミッドダブルコネクタ 32mm アルミ 150kg対応	アルミ	150Kg	100g	
			¥11,900	1K207-HD-045	メスピラミッドダブルコネクタ 45mm アルミ 150kg対応	アルミ	150Kg	130g		
		3φネジ・ピラミッド (オス)	¥13,900	1K182	φ36mmネジ式 オスピラミッドアダプタ	ステンレス	125Kg	65g		
		その他	¥20,000	1K160	ニーコネクタ	アルミ ステンレス	100Kg	70g		
			¥11,000	1K184	ネジ式オスピラミッドアダプタ 雌ネジφ36×15mm	ステンレス	125Kg	94g		
		3φネジ・その他	¥13,900	1K183	φ36mmネジ式 メスピラミッドアダプタ	ステンレス	150Kg	75g		
		チューブのみ	¥6,800	1G01	φ30mmチューブ	アルミ	100Kg	200g		
	チューブ	ピラミッド (メス) 付	¥27,600	1D46	メスピラミッド付チューブコネクタ	アルミチタン	100Kg	280g		
			¥16,300	1D52	メスピラミッド付チューブコネクタ	アルミ	100Kg	111g		
			¥21,300	1D52-P6	メスピラミッド付チューブコネクタ φ34 アルミ 125kg対応	アルミ	125Kg	121g		
	クランプアダプタ	φ30用ピラミッド (メス)	¥39,600	1D40	メスピラミッド付クランプアダプタ	チタン	100Kg	90g		
			¥8,000	1D41	メスピラミッド付クランプアダプタ アルミ	アルミ	100Kg	100g		
		φ34用ピラミッド (メス)	¥9,900	1D41-HD	メスピラミッド付クランプアダプタ アルミ 150kg対応	アルミ	150Kg	120g		

区分	名称	型式	完成用部品価格	使用部品	材質/体重制限/重量/備考				
義足用部品	足部	A SACH足部 SACH	¥66,000	1A101	ダイナステップフット	ポリウレタン カーボンファイバー	22-25cm : 80Kg 26-29cm : 100Kg	440g (25cm)	
						活動度: K2 スプリットトゥ			
			¥42,600	1A200(H)	ジェリーフット	EVA	150Kg	350g (25cm)	
						活動度: K1 超軽量・極低活動ユーザー向け 柔軟なEVA素材による衝撃吸収、広い可動域 スプリットトゥ加工可能			
			¥258,200	1A400	ダイナC	カーボンファイバー	125Kg	420g (25cm)	
						活動度: K3~4 独自のC型キールが衝撃を吸収 フットシェル含む			
			¥283,100	1A600	ダイナトレック	カーボンファイバー	150Kg	400g (25cm)	
						活動度: K3~4 2段階にヒール硬さを調節可能 完全防水 フットシェル含む			
			¥203,200	RUSH RAMPAGE LP	ラッシュランベイズ LP	グラスファイバー	130Kg	538g (25cm)	
						活動度: K2~4 高い強度としなやかな踏み返しを実現 完全防水 フットシェル含む			
¥298,200	RUSH RAMPAGE LP EVAQ8	ラッシュランベイズ LP エバキューイト (吸引機構一体型足部)	グラスファイバー	130Kg	549g (25cm)				
			活動度: K2~4、ランベイズLPに吸引機構を内蔵 完全防水 フットシェル含む						
¥360,500	ROG	ラッシュローグ	グラスファイバー	165Kg	1039 g (26cm)				
			活動度: K2~4 トルクアップソール(内外旋±15°)&ショックアップソール搭載 完全防水 フットシェル含む						
¥483,500	EVQR	ラッシュローグエバキューイト (吸引機構一体型足部)	グラスファイバー	165Kg	1048 g (26cm)				
			活動度: K2~4 ローグに吸引機構を内蔵 完全防水 フットシェル含む						
¥179,000	ROV	ラッシュローバー	グラスファイバー	130Kg	950g (26cm)				
			活動度: K2~4 長断端用超低床構造 完全防水 フットシェル含む						
		B 単軸足部 単軸足部	¥1,764,000	Kinnex	キネックス	カーボンファイバー 電子部品	K2 : 125Kg K3 : 100Kg	1.72Kg (26cm)	
活動度: K2~3 マイコン制御による優れた安定性 自動差高調整機能付(0-50mm) IP67取得(1m以下30分まで浸水可能) フットシェル含む									
その他	ライナー	B ピンアタッチメントあり	¥66,100	1S373 1S374	ステップウェル ピン取付ネジ有	シリコン			
活動度: 2~3 厚さ3mm(遠位9mm) マトリクス(補強): 遠位10cm									

区分	名称	型式	完成用部品価格	使用部品		材質/体重制限/重量/備考					
義足用部品	その他の部品	A フットカバー A フットカバー	¥21,300	FS	フットシェル	ポリウレタン	130kg	230g			
		RUSH Foot専用(RUSHローバー及びKidを除く)									
		FSK		フットシェル ローバー用	ポリウレタン	130kg	230g				
		FTC	フットシェル キネックス用	ポリウレタン	130kg	230g					
		B スペクトラソックス B スペクトラソックス	¥2,850	SS	スペクトラソックス	ナイロン					
		SO-F14		スペクトラソックス キネックス用	ナイロン						
		バッテリーキット	¥20,400	F14-00-CHRG1-01	バッテリーアダプタ キネックス用	本体部分：プラスチック ケーブル外皮：PVC	特になし	本体部分：200 g			
				本体部分：約8×6×3.5cm ケーブル：約180cm							
				F14-00-ADAPT-00	変換アダプタ キネックス用	基盤部：プラスチック 金属部：ニッケルメッキ	特になし				
		¥84,700	ACC0011	バッテリーキット キネックス用	本体： リチウムイオン電池	特になし	本体：195 g				
本体 約9.6×6.2×2.2cm 収納袋付											
下肢装具	足継手	B 制御式（補助 1 一方向付）	¥7,800	2C160 2C161	AFOアングルジョイント	ポリウレタン					
				大人用：160、小児用：161 160はブラックあり							



MEMO

Human First



MEMO

Human First





Human First

株式会社プロテオールジャパン

ADD : 〒652-0884 兵庫県神戸市兵庫区和田山通1丁目 - 2 - 25
神戸市ものづくり工場C棟503

TEL : 078-515-6663

FAX : 078-515-6689

MAIL : proteorj@outlook.jp

URL : <https://proteor-japan.jp/>

