

完成用部品指定認可取得

FREEDOM  
**KINNEX** 2.0  
MICROPROCESSOR ANKLE/FOOT SYSTEM

Designed *for Real Life.*

令和4年度 完成用部品認可価格

本体 ￥1,764,000

バッテリーキット ￥84,700



- ✓ マイクロプロセッサによる優れた油圧抵抗制御
- ✓ 地面の傾斜の変化にも、はじめの一步で対応
- ✓ IP67の認証を受けた足首で、過酷な環境でも安心して使用可能
- ✓ どんな靴でも踵の高さを快適に合わせることが可能
- ✓ カーボン製キールの踏み返しを実現

FREEDOM

# KINNEX 2.0

MICROPROCESSOR ANKLE/FOOT SYSTEM



## サンダルでも、裸足でも、快適に

差高0~50mmに対応し、最大100個の靴を登録することができます。



## 30°の足関節可動域

底屈20°/背屈10°の可動域で、地面に対して理想的な角度をとります。

## 自然な踏み返し

ボルトや継ぎ目のないキールが快適で自然な踏み返しを実現します。

## ダイナミックロック機能

体重の20%以上の荷重がかかった場合、自動的に任意の角度で足関節のロックがかかります。



## 優れた安定性

スプリット付きのキールと踵が地面への追従性を高め安定性を高めます。

## アライメント設定機能

アライメント設定時は自動的に中間位でロックされます。

## マニュアルロック機能

任意の角度での固定もアプリや足部キーパッドで簡単に操作可能です。

## バッテリー通知機能

バッテリー残量が低下すると足部のバイブレーションで通知します。

## 洗練されたマイクロプロセッサ

路面やケイデンスの変化に応じて最適な抵抗値をとり、歩行の安定性を高めます。

## 防水・防塵性能

IP67規格に準拠しており、高い耐久性を誇ります。

## 専用アプリ

アプリで効率的に設定やモニタリング、カスタマイズ、ケイデンスレポートの確認が可能です。

