

完成用部品一覽

2023年度版



Human First

Catalog
PROSTHESIS, ORTHOSIS & MATERIALS

プリエ関連部品

区分	名称	型式	完成用部品価格	使用部品		材質/体重制限/重量/備考			
義足用部品	膝継手	A 単軸膝 1 遊動式 空圧・油圧・ コンピュータ制御	¥2,974,000	Plie	プリエ	ステンレス 他	K2.5~3：125Kg K4：100Kg	1235g ※カバー含む	
						活動度：2.5~4、可動域：125°（ネジ式117°） 電子制御膝継手最軽量級、空圧制御の軽快な振り出しと油圧制御の高い安定性を発揮			
	外装用部品	保護カバー	¥3,100	KS2-PROC1	カバー プリエ用	材質 プラスチック 他			
						11種類のカラーバリエーション ※右図は本体装着時の様子			
	その他の部品	バッテリーキット	¥3,950	KS1-BATT1	リチウムイオンバッテリー プリエ用	本体：リチウムイオン電池		約10 g	
						交換式バッテリー			
			¥27,100	KS1-CHRG1	バッテリーチャージャー プリエ用	材質 本体：プラスチック ケーブル外皮：PVC		本体：約60 g	
						本体 約10.5×7×3cm			
		その他の部品	¥13,600	KS1-AIRP1	エアポンプ プリエ用	材質 本体：スチール 他		約200 g	
						本体 約23~35cm（最大引き延ばし時）			
			¥4,250	KS1-VALV1	ホースアダプタ プリエ用	材質 プラスチック		約5g	
						寸法：5cm			

クアトロ関連部品

区分	名称	型式	完成用部品価格	使用部品		材質/体重制限/重量/備考			
義足用部品	膝継手	A 単軸膝 1 遊動式 空圧・油圧・ コンピュータ制御	¥3,304,000	Quattro	クアトロ	ステンレス 他	136kg	1655g	
						活動度：3～4、可動域：135° 近位接続ネジ式有 コンパクト設計、地形やケイデンスの変化にあわせて瞬時に歩行の安定性を最適化			
	その他の部品	バッテリーキット	¥46,200	QNX0601-CHRG	バッテリーアダプタ クアトロ用	材質 本体：プラスチック ケーブル外皮：PVC	本体部分：200 g		
						寸法 本体：約8×4.5×3.5cm ケーブル：約140cm			
			¥3,700	QNX0601-ADAPT	変換アダプタ クアトロ用	材質 基盤部：プラスチック 金属部：ニッケルメッキ			
¥101,600	ACC0010		バッテリーキット クアトロ用	本体：リチウムイオン電池	本体：195 g				
			本体 約9.6×6.2×2.2cm 収納袋付						

区分	名称	型式	完成用部品価格	使用部品		材質/体重制限/重量/備考			
義足用部品	足部	B 単軸足部 単軸足部	¥2,127,000	Kinnex	キネックス	カーボン ファイバー 電子部品 活動度：K2～3 マイコン制御による優れた安定性 自動差 高調整機能付(0-50mm)、IP67取得(1m以下30分まで浸 水可能) フットシェル含む	K2：125Kg K3：100Kg	1.49Kg (26cm)	
		その他	¥21,300	F14-CHRG1	バッテリーアダプタ キネックス用	材質 本体：プラスチック ケーブル外皮：PVC	本体部分：200 g		
	その他		¥3,700	F14- ADAPT1	変換アダプタ キネックス用	材質 基盤部：プラスチック 金属部：ニッケルメッキ			
			¥101,600	ACC0011	バッテリーキット キネックス用	本体：リチウムイオン電池 本体 約9.6×6.2×2.2cm 収納袋付	本体：195 g		
		A フットカバー A フットカバー	¥29,800	FTC	フットシェル キネックス用	ポリウレタン	130kg	230g	
		B スペクトラソックス B スペクトラソックス	¥4,550	SO-F14	スペクトラソックス キネックス用	ナイロン			

骨格構造義肢

区分	名称	型式	完成用部品価格	使用部品		材質/体重制限/重量/備考				
義足用部品	膝継手	C 多軸膝 1 遊動式 空圧	¥199,600	1P200	4節リンク空圧膝継手 マティック	アルミ チタン ステンレス	125Kg	743g		
		活動度：2～3、可動域：170° 近位接続ネジ式有 超軽量、安定感があり訓練用仮義足にも最適								
		C 多軸膝 1 遊動式 油圧	¥407,500	1P120	ハイディール	アルミ ステンレス	125Kg	1050g		
		活動度：3～4、可動域：145° 近位接続ネジ式有 カラーバリエーション有（オレンジ）								
	義足調整用部品	コネクタ	ソケットアダプタ ・ピラミッド	¥18,300	1K173	3 長羽オスピラミッド付 ソケットコネクタ	ステンレス	125Kg	150g	
							ピン穴あり			
				¥9,500	1K203	4 短羽オスピラミッド付 ソケットコネクタ ステンレス 150kg対応	ステンレス	150Kg	85g	
		ピン穴あり								
		¥22,200	1K204	4 短羽オフセットオスピラミッド付 ソケットコネクタ	ステンレス	150Kg	113g			
通常タイプよりピラミッド部が 軸方向に 9mm オフセット ピン穴あり										
	ソケットアダプタ・ 3 6 φ ベース	¥21,300	1K179	3 長羽回旋調整付 ソケットコネクタ	ステンレス	150Kg	125g			
	ソケットアダプタ・ その他	¥20,100	1K40	長羽ラミネーションアダプタ	スチール	125Kg	120g			

区分	名称	型式	完成用部品価格	使用部品		材質/体重制限/重量/備考				
義足用部品	義足調整用部品	コネクタ	四穴・ピラミッド（オス）	¥9,500	1K205	4 つ穴オスピラミッド付コネクタ	ステンレス	125Kg	80g	
		四穴・ピラミッド（メス）	¥11,600	1K172	4 つ穴メスピラミッド付コネクタ	ステンレス	125Kg	100g		
		ダブルアダプタ（オス・オス）	¥10,300	1K190	ダブルオスピラミッドコネクタ	ステンレス	150Kg	120g		
		ピン穴あり								
		ダブルアダプタ（メス・メス）	¥11,300	1K207-032	メスピラミッドダブルコネクタ 32mm アルミ	アルミ	100Kg	85g		
					¥11,300	1K207-045	メスピラミッドダブルコネクタ 45mm アルミ	アルミ		100Kg
		ダブルアダプタ（メス・メス）	¥14,000	1K207-060	メスピラミッドダブルコネクタ 60mm アルミ	アルミ	100Kg	115g		
					¥16,700	1K207-075	メスピラミッドダブルコネクタ 75mm アルミ	アルミ		100Kg
		ダブルアダプタ（メス・メス）	¥12,600	1K207-HD-032	メスピラミッドダブルコネクタ 32mm アルミ 150kg対応	アルミ	150Kg	100g		
					¥13,400	1K207-HD-045	メスピラミッドダブルコネクタ 45mm アルミ 150kg対応	アルミ		150Kg
		3 6 φネジ・ピラミッド（オス）	¥14,600	1K182	φ 36mmネジ式 オスピラミッドアダプタ	ステンレス	125Kg	65g		
					¥12,400	1K184	φ 36mm雌ネジ ネジ式オスピラミッドアダプタ	ステンレス		125Kg
		その他	¥21,100	1K160	ニーコネクタ	アルミ ステンレス	100Kg	70g		
		3 6 φネジ・その他	¥14,600	1K183	φ 36mmネジ式 メスピラミッドアダプタ	ステンレス	150Kg	75g		

区分	名称	型式	完成用部品価格	使用部品		材質/体重制限/重量/備考			
義足用部品	義足調整用部品	チューブのみ	¥7,200	1G01	φ30mmチューブ	アルミ	100Kg	200g	
			¥7,900	1G01-HG	φ34mm アルミ 125kg対応	アルミ	150Kg	235 g	
		ピラミッド（メス）付	¥31,200	1D46	メスピラミッド付チューブコネクタ	アルミ チタン	100Kg	280 g	
			¥17,100	1D52	メスピラミッド付チューブコネクタ	アルミ	100Kg	111g	
			¥22,400	1D52-P6	メスピラミッド付チューブコネクタ φ34 アルミ 125kg対応	アルミ	125Kg	121g	
	クランプアダプタ	Φ30用ピラミッド（メス）	¥41,600	1D40	メスピラミッド付クランプアダプタ	チタン	100Kg	90g	
		Φ30用ピラミッド（メス）	¥8,500	1D41	メスピラミッド付クランプアダプタ アルミ	アルミ	100Kg	100g	
		Φ34用ピラミッド（メス）	¥10,700	1D41-HD	メスピラミッド付クランプアダプタ アルミ 150kg対応	アルミ	150Kg	120g	
足部	A SACH足部 SACH		¥67,300	1A101	ダイナステップフット	ポリウレタン カーボン ファイバー	22-25cm：80Kg 26-29cm：100Kg	440g (25cm)	
					活動度：K2 スプリットトゥ				
			¥44,300	1A200	ジェリーフット	EVA	150Kg	350g (25cm)	
					活動度：K1 超軽量・極低活動ユーザー向け 柔軟なEVA素材による衝撃吸収、広い可動域 スプリットトゥ加工可能				
			¥270,600	1A400	ダイナC	カーボン ファイバー	125Kg	420g (25cm)	
					活動度：K3～4 独自のC型キールが衝撃を吸収 フットシェル含む				
			¥297,200	1A600	ダイナトレック	カーボン ファイバー	150Kg	400g (25cm)	
					活動度：K3～4 2段階にヒール硬さを調節可能 完全防水 フットシェル含む				
			¥243,900	RAMLP	ラッシュランベージ LP	グラス ファイバー	130Kg	538g (25cm)	
					活動度：K2～4 高い強度としなやかな踏み返しを実現 完全防水 フットシェル含む				
			¥353,100	EV RAMLP	ラッシュランベージ LP エバキューイト (吸引機構一体型足部)	グラス ファイバー	130Kg	549g (25cm)	
					活動度：K2～4、ランベージLPに吸引機構を内蔵 完全防水 フットシェル含む				



区分	名称	型式	完成用部品価格	使用部品		材質/体重制限/重量/備考			
義 足 用 部 品	足 部	A SACH足部 SACH	¥422,100	ROG	ラッシュ ローグ	グラス ファイバー	165Kg	760 g (25cm)	
						活動度：K2~4 トルクアップソールバ(内外旋±15°)&ショックアップソールバ搭載 完全防水 フットシェル含む			
			¥562,500	EVQR	ラッシュ ローグ エバキューエイト (吸引機構一体型足部)	グラス ファイバー	165Kg	770 g (25cm)	
						活動度：K2~4 ローグに吸引機構を内蔵 完全防水 フットシェル含む			
			¥214,800	ROV	ラッシュ ローバー	グラス ファイバー	130Kg	639g (25cm)	
	活動度：K2~4 長断端用超低床構造 完全防水 フットシェル含む								
	そ の 他	B ピンアタッチメントあり	¥69,500	1S373 1S374	ステップウェル ピン取付ネジ有	シリコン			
						活動度：2~3 厚さ3mm(遠位9mm) マトリクス(補強)：遠位10cm			
		A フットカバー A フットカバー	¥29,800	FS	フットシェル	ポリウレタン	130kg	230g	
						RUSH Foot専用(RUSHローバー及びKidを除く)			
			¥29,800	FSK	フットシェル ローバー用	ポリウレタン	130kg	230g	
B スペクトラソックス B スペクトラソックス	¥4,550	SS	スペクトラソックス	ナイロン					

装具

区分	名称	型式	完成用部品価格	使用部品		材質/体重制限/重量/備考			
下肢装具	足継手	B 制御式 (補助 1 一方向付)	¥8,200	2C160 2C161	AFOアンクルジョイント アフレックス	ポリウレタン			
						大人用：160、小児用：161 160はブラックあり			

MEMO

Human First





株式会社プロテオールジャパン

ADD : 〒652-0884 兵庫県神戸市兵庫区和田山通1丁目 - 2 - 25
神戸市ものづくり工場C棟503

TEL : 078-515-6663

FAX : 078-515-6689

MAIL : proteorj@outlook.jp

URL : <https://proteor-japan.jp/>

