

令和5年度 完成用部品新規登録のご案内

以下の製品が完成用部品に認可されました。

QUATTRO - クアトロ

QUATTRO™

中～高活動向け (K3～K4)

単軸 油圧電子制御膝継手

最先端のバルブ制御

H.A.R.T.システム搭載で

安全に、自分らしく歩ける

ダイナミックロック

マニュアルロックなど多くの機能を搭載

MPKで最もコンパクトな全長 216mm

IP67(1mの水に30分まで浸水可)

バッテリー容量は3～4日使用可



PLIE - プリエ

PLIÉ™

中～高活動向け(K3～K4)

空圧 + 油圧の単軸電子制御膝継手

空圧制御で軽快な振出しを実現

油圧制御で確実な安定性を確保

つまづき防止機能搭載

軽量級膝継手 1235g

IP67(1mの水に30分まで浸水可)

11種類のカラーバリエーション

バッテリーは交換式 24時間
(予備バッテリー1個付き)



SHOCKWAVE - ショックウェーブ

SHOCKWAVE™

カーボンファイバーとグラスファイバーを
組み合わせた高い推進力と高柔軟性を持つ足部

ショックアブソーバ、トルクアブソーバ(±15°)で

断端への負担軽減・自然な歩行を実現

スプリットトゥで内外反が容易



AGILIX - アジリクス

Agilix™

独字のキールデザインで足の3次元的な動きを実現

縦方向への衝撃を吸収

滑らかな踏み返しが可能

スプリットトゥで内外反が容易

防水(真水)



RUSH

QUATTRO™

SHOCKWAVE™



PROTEOR JAPAN

PLIÉ™

Agilix™

KINNEX™

各製品仕様

<完成用部品情報> 膝継手 - A 単軸膝 - 1 遊動式 空圧・油圧・コンピュータ

プロテオール Quattro **QUATTRO**



体重制限	136 kg
組立長	216 mm
重量	1655 g
最大屈曲角度	135 °
アダプタ	近位 / ピラミッド or M36 , 遠位 / ピラミッド
バッテリー容量	内蔵式バッテリー 3 - 4 日
完成用部品価格	¥3,304,000
その他	付属品あり(完成用部品登録済)

<完成用部品情報> 膝継手 - A 単軸膝 - 1 遊動式 空圧・油圧・コンピュータ


プロテオールPlie **Plie**



体重制限	100kg, 125kg
組立長	235 mm(ピラミッド) , 223 mm(M36)
重量	1235 g(ピラミッド) , 1243 g(M36)
最大屈曲角度	125 °(ピラミッド) , 117 °(M36)
アダプタ	近位 / ピラミッド or M36 , 遠位 / ピラミッド
バッテリー容量	交換式バッテリー 24時間 (予備バッテリー1個付)
完成用部品価格	¥2,974,000
その他	付属品あり(完成用部品登録済)

<完成用部品情報> 足部 - A SACH足部 - SACH

プロテオール F20 **SHOCKWAVE**



素材	EnduraCore®(カーボンファイバー + グラスファイバー)
サイズ	23 ~ 30 cm (サンダルトゥ 28 cmまで)
差高	10mm
組立長*	176 mm(23 cm) - 200 mm(30 cm)
重量*	897 g(23 cm) - 1131 g(30 cm)
フットシエル	サンダルトゥあり
完成用部品価格	¥422,100

<完成用部品情報> 足部 - A SACH足部 - SACH

プロテオール F15 **AGILIX**



素材	EnduraCore®(カーボンファイバー + グラスファイバー)
サイズ	22 ~ 31 cm (サンダルトゥ 28cmまで)
差高	10 mm
組立長*	143 mm(22 cm) - 172 mm(31 cm)
重量*	553 g(22 cm) - 772 g(31 cm)
フットシエル	サンダルトゥあり
完成用部品価格	¥243,900

* フットシエル込みの高さ・重さになります。

