



150 kg




1A200 ジェリーフット



- ・ **極低活動**ユーザー向け
- ・ **超軽量**
- ・ 柔軟なEVAにより **安定した歩行**を実現
- ・ 防水(淡水のみ)、入浴用義足にも



EVA素材



柔軟なフットシェルのおかげで
快適な踏み返しと断端への負担軽減を実現

受託報酬価格 **¥ 44,300**

| 品番 | 左右 | サイズ | 体重制限 | 重量 | フットシェル素材 |
|-------|-------------|-------------|--------|-------------------------|----------|
| 1A200 | G (左) D (右) | 22cm ~ 27cm | 150 kg | 350 g (25 cm) | EVA |



Human First

株式会社プロテオールジャパン

〒652-0884 兵庫県神戸市兵庫区和田山通1丁目2-25神戸市ものづくり工場C棟 503

TEL:078-515-6663 / FAX:078-515-6689 / URL: <https://proteor-japan.jp/>

