

# RUSH

## ROGUE

衝撃吸収機構付足部

ラッシュローグ

ショックアブソーバー搭載  
断端にかかる"衝撃"を低減


トルクアブソーバー(±15°)搭載  
シームレスな"回旋"を実現

柔軟なグラスファイバーで"乗り越え感"を解消  
荒れ道などの不整地にも対応



完全防水(海水 & 真水)

内外反±10°



【完成用部品情報】 ROGUE \* 足部 - A SACH足部 - SACH - プロテオール ROG  
【完成用部品情報】 ROGUE EVAQ8 \* 足部 - A SACH足部 - SACH - プロテオール EVQR



数歩でソケット内を真空にできる  
吸引機構一体型の"ROGUE EVAQ8"も

品番	重量		組立長						
	フットシェル抜き		0 - 48	49 - 64	65 - 79	80 - 95	96 - 111	112- 127	128 - 130
ROG	760g (25cm)								
EVQR	770g (25cm)								
22cm	1	2	3	4	5	6	-		
23cm	1	2	3	4	5	6	-		
24cm	-	2	3	4	5	6	-		
25cm	-	2	3	4	5	6	7		
26cm	-	2	3	4	5	6	7		
27cm	-	-	3	4	5	6	7		
28cm	-	-	3	4	5	6	7		
29cm	-	-	3	4	5	6	7		

※両足でご使用されるユーザー、より反発力を求める方は指定のカテゴリより1つ上を選定してください。

