

Agilix™


アジリクス



Maximum Shock Value



独自のキールデザイン
足の ” 3次元的な動き ” を実現



垂直方向への衝撃を吸収



スプリットキールで
” 内外反 ” に対応

【完成用部品情報】 足部 - A SACH足部 - SACH - プロテオール F15

品番	F15
サイズ	22 - 31cm (サンダルトゥ 28cm まで)
重量	553g (25cm)
差高	10mm
組立長	143mm (22 - 25cm) 161mm (26 - 28cm) 172mm (29 - 31cm)

活動度 / 体重 (kg)	44 - 52	53 - 59	60 - 68	69 - 77	78 - 88	89 - 100
低	1	1	2	3	4	5
中	1	2	3	4	5	6



A D D 652-0884 兵庫県神戸市兵庫区和田山通 1 - 2 - 25 神戸市ものづくり工場 C 棟 503
T E L 078 - 515 - 6663 F A X 078 - 515 - 6689 U R L <https://proteor-japan.jp/>

