

125kg



matik

1P200 マティック



- ・ **低～中活動**ユーザー向け
- ・ **超軽量**4節リンク空圧膝継手
- ・ **抜群の安定性、訓練用仮義足**にも最適



調整可能部位

- ① 屈曲抵抗 (F)
- ② 伸展抵抗 (E)

受託報酬価格 ￥ 199,600

品番	体重制限	重量	素材	最大屈曲角	近位アダプタ	遠位アダプタ
1P200	125kg	743g	アルミ ステンレス チタン	170°	ピラミッド	ピラミッド
1P200-KD					スクリュートップ	



Human First

株式会社プロテオールジャパン

〒652-0884 兵庫県神戸市兵庫区和田山通1丁目2-25神戸市ものづくり工場C棟 503

TEL:078-515-6663 / FAX:078-515-6689 / URL: <https://proteor-japan.jp/>

