

PLIÉ

プリエ

中 ～ 高活動向け(K3 - K4)

空圧 + 油圧の単軸電子制御膝継手

空圧制御で軽快な振出しを実現

油圧制御で確実な安定性を確保

つまづき防止機能搭載

重量 **1235g**

IP67 (水深1mに30分まで浸水可)

P NEUMATIC

L IGHTEWEIGHT

I NTELLIGENT

E BULLIENT





プロテオール KS2-PROC1
カバー プリエ用
完成用部品認可価格 ¥3,100

体重制限	100kg(活動度 高), 125kg(活動度 中)
組立長	235 mm(ピラミッド) , 223 mm(M36)
重量	1235 g(ピラミッド) , 1243 g(M36)
最大屈曲角度	125° (ピラミッド) , 117° (M36)
アダプタ	近位 / ピラミッド or M36 , 遠位 / ピラミッド
バッテリー容量	交換式バッテリー 24時間 (予備バッテリー1個付)
完成用部品認可価格	¥2,974,000



プロテオール KS1-BATT1
リチウムイオンバッテリー プリエ用
完成用部品認可価格 ¥3,950



プロテオール KS1-CHRG1
バッテリーチャージャー プリエ用
完成用部品認可価格 ¥27,100



プロテオール KS1-AIRP1
エアポンプ プリエ用
完成用部品認可価格 ¥13,600



プロテオール KS1-VALV1
ホースアダプタ プリエ用
完成用部品認可価格 ¥4,250

