

2023年度完成用部品指定 新規認可取得

PROTEOR

QUATTROTM
MICROPROCESSOR KNEE



✓ 地形やケイデンスの変化に瞬時に対応

✓ 多彩なモードで自分らしいライフスタイルを実現

✓ 足部の選択肢が増えるコンパクトな設計



お問い合わせはこちらまで
株式会社プロテオールジャパン

〒652-0884 兵庫県神戸市兵庫区和田山通1丁目2-25 神戸市ものづくり工場C棟 503
TEL:078-515-6663 / FAX:078-515-6689 URL: <https://proteor-japan.jp/>





H.A.R.T. (Hyper Active Real Time Technology) コントロールシステム搭載

プリセットなしで連続的にバルブ調整が働くH.A.R.T. コントロールシステムを搭載(特許取得)。
油圧抵抗値は、ユーザーが求める強さに、瞬時に、ダイナミックに変化します。

スタンスロック機能

体重の25%以上の荷重がかかった場合、任意の角度で自動的に膝継手のロックがかかります(解除可能)。

マニュアルロック機能

アプリまたはキーパッドの操作で任意の角度に簡単にロックをかけることができます。

専用アプリで簡単操作

ゴルフモードやサイクリングモードなど多彩なアクティビティモードを搭載。オリジナルの設定も多数作成できます。

設定やモニタリング、カスタマイズ、ケイデンスなど使用状況レポートをアプリで簡単に確認できます(日本語対応)。

優れたバッテリー性能

2〜3時間の充電で、最長4日間バッテリーが持続。

優れた防水・防塵性能

IP67準拠の高い耐久性。水中でもご使用可能です。



品番	体重制限	組立長	重量	可動域	近位接続	遠位接続	完成用部品
Quattro	136Kg	216mm	1.65Kg	135°	ピラミッド ネジ式	ピラミッド	¥3,304,000

クアトロ関連部品



QNX0601-CHRG
バッテリーアダプタ クアトロ用
完成用部品認可価格 ¥46,200



QNX0601-ADAPT
変換アダプタ クアトロ用
完成用部品認可価格 ¥3,700



ACC0010
バッテリーキット クアトロ用
完成用部品認可価格 ¥101,600