





完成用部品一覽

2024年度版









PROSTHESIS and ORTHOSIS Catalog



クアトロ関連部品

区分	名称	型式	完成用部品価格	使用部品	材質/体重量/重量/備考			
義足用部品	膝継手	A 単軸膝 1 遊動式 空圧・油圧・ コンピュータ制御	¥3,156,200	Quattro	クアトロ	ステンレス 他 電子部品	136kg 1655g	
						活動度：3~4 / 可動域：135° / 近位接続 ネジ式有* IP67取得*2 / コンパクト設計 / 地形やケイデンスの変化にあわせて瞬時に歩行の安定性を最適化		
	その他の部品	バッテリーキット	¥46,200	QNX0601- CHRG	バッテリーアダプタ クアトロ用	材質 本体：プラスチック ケーブル外皮：PVC	本体部分：200g	
							寸法 本体：約8×4.5×3.5cm ケーブル：約140cm	
		¥3,700	QNX0601- ADAPT	変換アダプタ クアトロ用	材質 基盤部：プラスチック 金属部：ニッケルメッキ			
		¥101,600	ACC0010	バッテリーキット クアトロ用	本体：リチウムイオン電池	本体：195g		
						本体 約9.6×6.2×2.2cm 収納袋付		














キネックス関連部品

区分	名称	型式	完成用部品価格	使用部品	材質/体重量/重量/備考							
義足用部品	足部	B 単軸足部 単軸足部	¥2,045,800	Kinnex	キネックス	EnduraCore**3 電子部品	K2：125Kg K3：100Kg	1490g (26cm)				
						活動度：K2~3 / サイズ：24~30cm(指股：24~28cm) マイコン制御による優れた安定性 自動差高調整機能付(0-50mm) / IP67取得*2						
	その他の部品	バッテリーキット	¥21,300	F14-CHRG1	バッテリーアダプタ キネックス用	材質 本体：プラスチック ケーブル外皮：PVC	本体部分：200g					
						寸法 本体：約8×6×3.5cm ケーブル：約180cm						
						¥3,700	F14- ADAPT1		変換アダプタ キネックス用	材質 基盤部：プラスチック 金属部：ニッケルメッキ		
						¥101,600	ACC0011		バッテリーキット キネックス用	本体：リチウムイオン電池	本体：195g	
						本体 約9.6×6.2×2.2cm 収納袋付						
		A フットカバー A フットカバー	¥29,800	FTC	フットシェル キネックス用	ポリウレタン	130kg 230g					
		B スペクトラソックス B スペクトラソックス	¥4,550	SO-F14	スペクトラソックス キネックス用	ナイロン						
						カラー展開：ライト / ミディアム / ダーク						

骨格構造義肢

区分	名称	型式	完成用部品価格	使用部品	材質/体重量/重量/備考			
義足用部品	膝継手	C 多軸膝 1 遊動式 ~~空圧	¥199,600	1P200	4節リンク空圧膝継手 マティック	アルミ ステンレス	125Kg 743g	
		活動度：2~3 / 可動域：170° 近位接続 ネジ式有*1 / 超軽量, 安定感があり訓練用仮義足にも最適						
		C 多軸膝 1 遊動式 ~~油圧	¥411,400	1P120	ハイディール	アルミ ステンレス	125Kg 1050g 1080g (ネジ式)	
						活動度：3~4 / 可動域：145° 近位接続 ネジ式有*1 カラー展開：グレー / オレンジ		


区分	名称	型式	完成用部品価格	使用部品	材質/体制限/重量/備考						
義足用部品	義足調整用部品	ソケットアダプタ・ピラミッド	¥18,300	1K173	3長羽オスピラミッド付ソケットコネクタ	ステンレス	125Kg	150g			
								ピン穴あり			
			¥13,400	1K203	4短羽オスピラミッド付ソケットコネクタ ステンレス 150kg対応	ステンレス	150Kg	85g			
						ピン穴あり					
	¥31,800	1K204	4短羽オフセットオスピラミッド付ソケットコネクタ	ステンレス	150Kg	113g					
						通常タイプよりピラミッド部が軸方向に9mmオフセット/ピン穴あり					
	ソケットアダプタ・3φベース	¥21,300	1K179	3長羽回旋調整付ソケットコネクタ	ステンレス	150Kg	125g				
						回旋機構付き / Proteor製φ36mm雄ネジと互換性あり					
	ソケットアダプタ・その他	¥20,100	1K40	長羽ラミネーションアダプタ	スチール	125Kg	120g				
	四穴・ピラミッド(オス)	¥9,500	1K205	4つ穴オスピラミッド付コネクタ	ステンレス	125Kg	80g				
		¥29,500	1K206	ピラミッドアダプタ 小児用	アルミ ステンレス	45Kg	45g				
	四穴・ピラミッド(メス)	¥13,200	1K172	4つ穴メスピラミッド付コネクタ	ステンレス	125Kg	100g				
	ダブルアダプタ(オス・オス)	¥10,300	1K190	ダブルオスピラミッドコネクタ	ステンレス	150Kg	120g				
						ピン穴あり					
ダブルアダプタ(メス・メス)	¥11,300	1K207-032	メスピラミッドダブルコネクタ 32mmアルミ	アルミ	100Kg	85g					
	¥11,300	1K207-045	メスピラミッドダブルコネクタ 45mmアルミ	アルミ	100Kg	100g					
	¥11,600	1K207-060	メスピラミッドダブルコネクタ 60mmアルミ	アルミ	100Kg	115g					
	¥12,700	1K207-075	メスピラミッドダブルコネクタ 75mmアルミ	アルミ	100Kg	130g					

区分	名称	型式	完成用部品価格	使用部品	材質/体制限/重量/備考				
義足用部品	義足調整用部品	コネクタ ダブルアダプタ (メス・メス)	¥13,200	1K207-032-HD	メスピラミッドダブルコネクタ 32mm アルミ 150kg対応	アルミ	150Kg	100g	
			¥13,900	1K207-045-HD	メスピラミッドダブルコネクタ 45mm アルミ 150kg対応	アルミ	150Kg	130g	
	3φネジ・ピラミッド (オス)	3φネジ・ピラミッド (オス)	¥14,600	1K182	φ36mmネジ式 オスピラミッドアダプタ	ステンレス	125Kg	65g	
			Proteor製φ36mm雌ネジと互換性あり						
	3φネジ・ピラミッド (オス)	3φネジ・ピラミッド (オス)	¥12,400	1K184	φ36mm雌ネジ ネジ式オスピラミッドアダプタ	ステンレス	125Kg	94g	
			Proteor製φ36mmネジと互換性あり						
	その他	その他	¥14,200	1K155	φ36mmネジ式メスピラミッド付 チューブコネクタ	ステンレス	150Kg	292g	
			Proteor製φ36mm雌ネジと互換性あり						
	その他	その他	¥21,100	1K160	ニークネクタ	アルミ ステンレス	100Kg	70g	
			膝継手1M01, 1M10, 1M102, 1M102Vと組合せ可能						
	3φネジ・その他	3φネジ・その他	¥13,900	1K15002	φ36mm雌ネジネジ式メスピラミッド アダプタ	アルミ	100Kg	64g	
			Proteor製φ36mmネジと互換性あり						
	3φネジ・その他	3φネジ・その他	¥14,600	1K183	φ36mmネジ式 メスピラミッドアダプタ	ステンレス	150Kg	75g	
			Proteor製φ36mm雌ネジと互換性あり						
	チューブのみ	チューブのみ	チューブのみ	¥11,200	1G01	φ30mmチューブ	アルミ	100Kg	200g
長さ：420mm									
¥9,700				1G0120	φ30mmチューブ 200mm	アルミ	100Kg	95g	
長さ：200mm									
チューブのみ	チューブのみ	チューブのみ	¥11,200	1G01-HD	φ34mm アルミ 125kg対応	アルミ	150Kg	235g	
			長さ：420mm						
ピラミッド(メス)付	ピラミッド(メス)付	ピラミッド(メス)付	¥43,000	1D46	メスピラミッド付チューブコネクタ	アルミ チタン	100Kg	280g	
			¥17,100	1D52	メスピラミッド付チューブコネクタ	アルミ	100Kg	111g	
			¥22,400	1D52-P6	メスピラミッド付チューブコネクタ φ34 アルミ 125kg対応	アルミ	125Kg	121g	

区分	名称	型式	完成用部品価格	使用部品	材質/体重制限/重量/備考				
義足用部品	義足調整用部品 クランプアダプタ	Φ30用ピラミッド(メス)	¥41,600	1D40	メスピラミッド付クランプアダプタ	チタン	100Kg	90g	
			¥11,300	1D41	メスピラミッド付クランプアダプタ アルミ	アルミ	100Kg	109g	
		Φ34用ピラミッド(メス)	¥15,000	1D41-HD	メスピラミッド付クランプアダプタ アルミ 150kg対応	アルミ	150Kg	120g	
		小児用	¥16,100	1D39	クランプアダプタ 小児用	アルミ	45Kg	45g	
足部	A SACH足部 SACH		¥44,300	1A200	ジェリーフット	EVA	150Kg	395g*4 (25cm)	
			¥319,800	HiP	ラッシュ ハイプロ	ガラス ファイバー	166Kg	653g (25cm)	
			¥413,200	EVQH	ラッシュ ハイプロ エバキュエイト (吸引機構一体型足部)	ガラス ファイバー	166Kg	658g (25cm)	
			¥229,900	RAMLP	ラッシュ ランベージ LP	ガラス ファイバー	130Kg	538g (25cm)	
			¥333,600	EVRAMLP	ラッシュ ランベージ LP エバキュエイト (吸引機構一体型足部)	ガラス ファイバー	130Kg	549g (25cm)	
			¥426,600	ROG	ラッシュ ローグ	ガラス ファイバー	166Kg	760g (25cm)	
			¥572,300	EVQR	ラッシュ ローグ エバキュエイト (吸引機構一体型足部)	ガラス ファイバー	166Kg	770g (25cm)	
			¥214,800	ROV	ラッシュ ローバー	ガラス ファイバー	130Kg	639g (25cm)	
			¥113,300	F13	エグザルト	カーボン	166Kg	440g*4 (25cm)	
			¥229,900	F15	アジリクス	カーボン	100Kg	550g*4 (25cm)	

区分	名称	型式	完成用部品価格	使用部品	材質/体重制限/重量/備考					
義足用部品	足部	A SACH足部 SACH	¥426,600	F20	ショックウェーブ	EnduraCore** ³ 電子部品	147Kg	937g* ⁴ (25cm)		
		A SACH足部 小児用	¥181,500	KID	ラッシュキッズ	ガラス ファイバー	61Kg	315g (20cm)		
		D サイム用足部 サイム用	¥102,800	CHO	ラッシュ ショパール	ガラス ファイバー	130Kg	118g (25cm)		
その他	ライナー	A ピンアタッチメントなし クッションライナー	¥72,600	1S721	シリタッチ アロエ クッションライナー	シリコン	サイズ展開* ⁵ : 16 / 18 / 20 / 22 / 23.5 / 25 / 26.5 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 40*	厚さ: 3mm または 6mm / *40mmは3mm厚のみ アロエベラの保湿成分を含有 / クッション性に優れた設計		
		B ピンアタッチメントあり B ピンアタッチメントあり	¥78,600	1S711	シリタッチ アロエ ロッキングライナー	シリコン	サイズ展開* ⁵ : 16 / 18 / 20 / 22 / 23.5 / 25 / 26.5 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 40 / 45	厚さ: 3mm または 6mm / マトリクス(補強): 遠位 10cm / アロエベラの保湿成分を含有 / 柔軟なアンブレ ラでクッション性に優れた設計		
		A フットカバー A フットカバー	¥29,800	FS	フットシェル	ポリウレタン	130kg	230g (25cm)	カラー展開 ラッシュフット(ROV, KID除く): ライト / ダーク (上段) F13, F15, F20: ライト / ミディアム / ダーク (下段)	
その他の部品	フットカバー		¥29,800	FSK	フットシェル ローバー用	ポリウレタン	130kg	270g (25cm)	ROV 及び KID 専用 カラー展開: ライト / ダーク	
		B スペクトラックス B スペクトラックス	¥4,550	SS	スペクトラックス	ナイロン				

装具

区分	名称	型式	完成用部品価格	使用部品	材質/体重制限/重量/備考			
下肢装具	足継手	B 制御式 (補助付) 1 一方向	¥8,200	2C160 2C161	AFOアングルジョイント アフレックス	ポリウレタン	夫人用: 160(ブラック)、小児用: 161(ブルー)	

*¹ Proteor製φ36mm継ネジと互換性があります。

*² IP規格67クラス: 粉塵が内部に全く侵入せず、水深1mに30分漬けても水が内部に侵入しない。



*³ EnduraCore: カーボンファイバーとガラスファイバーの複合材。従来のカーボンファイバーの特性を残しつつ耐久性を高めた素材。

*⁴ フットシェルを含めた重量。

*⁵ ライナーのサイズ選定: 断端末から近位4cmの周径を採寸。採寸値よりマイナス1cm, または採寸値より1クラス下のサイズが推奨。

MEMO

Human First





ADD : 〒652-0884 兵庫県神戸市兵庫区和田山通1丁目 - 2 - 25
神戸市ものづくり工場C棟503

TEL : 078-515-6663

FAX : 078-515-6689

URL : <https://proteor-japan.jp/>

