

令和6年度完成用部品新規登録のご案内

以下の製品が完成用部品に認可されました

シリタッチ アロエ

SILITOUCH ALOE

Value Comfort


- ⊕ アロエベラの保湿成分配合のシリコンライナー
- ⊕ 近位10cmまでの丈夫なマトリクス(1S711)
- ⊕ 装着感に優れた軟らかなアンブレラ
- ⊕ 適度な伸縮性と快適な装着感を実現
- ⊕ 下腿義足用



ピン付きライナー
1S711



クッションライナー
1S721



エクザルト

Exalto®

Enthusiasm Every Day!!

- ⊕ 低 - 中活動向けのカーボン足部
- ⊕ スプリットキールが凹凸面でも安定感を発揮
- ⊕ 軽量・低床設計
- ⊕ 完全防水(海水・真水)



ハイプロ & ハイプロエバキューイト

HIPRO HIPRO evaQ8

RUSHの中で最も高反発
EVAQ8は吸引システム搭載



ショパール

CHOPART

サイム用足部



キッズ

KID

小児用足部



RUSH SERIES

Inspiring action with innovation you can feel!

- ⊕ 柔軟性・耐久性に優れたグラスファイバー製
- ⊕ 滑らかな重心移行で乗越え感を低減
- ⊕ 不整地にも即座に対応
- ⊕ 日常使いからスポーツまで
- ⊕ 完全防水(海水・真水)

RUSH HiPro

RUSH HiPro
EVAQ8

RUSH Kid

RUSH Chopart

Exalto®

JAPAN
PROTEOR


SILITOUCH ALOE

各製品仕様

<完成用部品情報> ライナー - A ピンアタッチメントなし - クッションライナー 1S721 シリタッチ アロエ クッションライナー
 <完成用部品情報> ライナー - B ピンアタッチメントあり - ピンアタッチメントあり 1S711 シリタッチ アロエ ロッキングライナー

品番	素材	タイプ	マトリクス	厚み	遠位厚み	サイズ	完成用部品価格
1S721-3-**-	シリコン	クッション	-	3 mm	14.5 - 16 mm	16/18/20/22/23.5/25/26.5/ 28/30/32/34/36/40	¥72,600
1S721-6-**-				6 mm	16 - 17.5 mm	16/18/20/22/23.5/25/26.5/ 28/30/32/34/36	
1S711-3-**-		ピン	10cm	3 mm	17.5 - 18.5 mm	16/18/20/22/23.5/25/26.5 28/30/32/34/36/40/45	¥78,600
1S711-6-**-				6 mm	19 - 20 mm		


<完成用部品情報> 足部 - A SACH 足部 - SACH



F13 エグザルト

素材	カーボン
サイズ	22 cm - 31 cm
重量	440 g (25 cm)
組立長	98 mm - 118 mm
完成用部品価格	¥113,300

<完成用部品情報> 足部 - A SACH 足部 - SACH
 <完成用部品情報> 足部 - A SACH 足部 - SACH



HiP ラッシュ ハイプロ
EVQH ラッシュ ハイプロエバキュエイト

素材	グラスファイバー
サイズ	22 cm - 29 cm
重量*	653 g (25 cm) (HiPro) 658 g (25 cm) (HiPro EVAQ8)
組立長*	165 mm - 181 mm
完成用部品価格	¥319,800 (HiPro) ¥413,200 (HiPro EVAQ8)

<完成用部品情報> 足部 - A SACH 足部 - 小児用



KID ラッシュ キッズ

素材	グラスファイバー
サイズ	19 cm - 21 cm
重量*	315 g (20 cm)
組立長*	51mm
完成用部品価格	¥ 181,500

<完成用部品情報> 足部 - D サイム用足部 - サイム用



CHO ラッシュ ショパール

素材	グラスファイバー
サイズ	19 cm - 30 cm
重量*	118 g (25 cm)
組立長*	21 mm - 29mm
完成用部品価格	¥ 102,800

※フットシェル抜きの重量・高さになります。

