

RAMPAGE LP AND RAMPAGE LP EVAQ8



RAMPAGE LP

RAMPAGE LP EVAQ8

	RAMPAGE LP	RAMPAGE LP EVAQ8
体重制限	130kg	
サイズ	22cm - 29cm	
重量 ※1	575g	585g
差高	10mm	
組立長※2	22 - 24cm : 114mm	
	25 - 29cm : 121mm	

※1 26cm カテゴリー4、フットシェル未装着時
(フットシェル重量 約230g)

※2 組立長はカテゴリー4、フットシェル装着時に計測

特殊グラスファイバーのしなやかさ、耐久性を発揮

-ランペイジLP-

RAMPAGE LP

- ✓ なめらかな踏み返しで階段や坂道など不整地にも適応
- ✓ スポーツなど負荷のかかる活動にも高い耐久性能を発揮

超軽量バキューム付き足部

-ランペイジLPエバキューイト(吸引機構一体型足部)-

RAMPAGE LP EVAQ8

- ✓ 一体型でコンパクト
- ✓ 抜群の吸引性能を発揮

デモ機ご依頼は下記にて承っています。
トライアル貸出は期間1ヶ月です。1週間以上のトライアルを
推奨しています。
ご購入後、30日以内はカテゴリー交換可能です。

インパクトレベル選択の目安と推奨カテゴリー

インパクトレベル ／体重[kg]	活動例	0 - 48	49 - 64	65 - 79	80-95	96 - 111	112 - 127	128 - 130
低	歩行 ゴルフ	1	2	3	4	5	6	7
中	ハイキング スキー	1	2	3	4	5	6	7
高	野球 ウェイクボード	1 (2)	2 (3)	3 (4)	4 (5)	5 (6)	6 (7)	7 (8)
最高	陸上 バasketボール	2 (3)	3 (4)	4 (5)	5 (6)	6 (7)	7 (8)	8 (9)

※ カテゴリーを上げるとキールはより硬くなります。

※ RAMPAGE LPおよびRAMPAGE LP EVAQ8を両側切断の方にご使用の際は、安定性確保のために表の数値よりもカテゴリーを1つ上げてご注文下さい。

