

SILITOUCH ALOE

VALUE COMFORT



完成用部品指定認可取得

下腿義足用シリコンライナー

SILITOUCH ALOE (シリタッチ アロエ)

シリタッチ アロエは下腿義足用のシリコンライナーで、内側はアロエ成分配合のシリコン、外側は伸縮性のある繊維でコーティングを施しています。ユーザーのライフスタイルやニーズに応じてロッキングライナー / クッションライナーを選択してご使用いただけます。



クッション性



懸垂性



快適性



保湿成分配合

#HUMANFIRST



SILITOUCH ALOE

VALUE COMFORT




クッション性

遠位端の厚みは、サイズごとに最適な厚みを提供します。



懸垂性


1S711 シリーズは遠位のアタッチメントにより確かな懸垂性を実現します。



1S711



1S721



快適性

シリコン+伸縮繊維の組み合わせは伸縮性に優れ、多くのユーザーに適應します。



保湿成分配合


アロエベラ成分配合のシリコンは、皮膚に潤いを与えます。

SILITOUCH ALOE ロッキングライナー

品番	サイズ	厚み	遠位端の厚み
1S711-3-160	16	3 mm	17.5 ~ 18.5 mm
1S711-3-180	18		
1S711-3-200	20		
1S711-3-220	22		
1S711-3-235	23.5		
1S711-3-250	25		
1S711-3-265	26.5		
1S711-3-280	28		
1S711-3-300	30		
1S711-3-320	32		
1S711-3-340	34		
1S711-3-360	36		
1S711-3-400	40		
1S711-3-450	45		
1S711-6-160	16	6 mm	19 ~ 20 mm
1S711-6-180	18		
1S711-6-200	20		
1S711-6-220	22		
1S711-6-235	23.5		
1S711-6-250	25		
1S711-6-265	26.5		
1S711-6-280	28		
1S711-6-300	30		
1S711-6-320	32		
1S711-6-340	34		
1S711-6-360	36		
1S711-6-400	40		
1S711-6-450	45		

SILITOUCH ALOE クッションライナー

品番	サイズ	厚み	遠位端の厚み		
1S721-3-160	16	3 mm	14.5 ~ 16 mm		
1S721-3-180	18				
1S721-3-200	20				
1S721-3-220	22				
1S721-3-235	23.5				
1S721-3-250	25				
1S721-3-265	26.5				
1S721-3-280	28				
1S721-3-300	30				
1S721-3-320	32				
1S721-3-340	34				
1S721-3-360	36				
1S721-6-160	16			6 mm	16 ~ 17.5 mm
1S721-6-180	18				
1S721-6-200	20				
1S721-6-220	22				
1S721-6-235	23.5				
1S721-6-250	25				
1S721-6-265	26.5				
1S721-6-280	28				
1S721-6-300	30				
1S721-6-320	32				
1S721-6-340	34				
1S721-6-360	36				



サイズの選定方法

断末端から4cm近位の周径をはかります。

採寸値と同じサイズか、1つ下のサイズを選択します。

