

# Exalto<sup>®</sup>

ENTHUSIASM EVERY DAY

エグザルトは、低～中程度の活動量のユーザーが日々を快適に、かつ安全にお過ごしいただくために設計されています。



軽量かつ最適化された形状。低床型で幅広いユーザー層に適しています。



スプリット形状のブレードでより安定性を高め、快適な踏み返しを実現します。



海水や塩素水に耐久性があります。

不整地では、スプリット形状のブレードが地形に適応し、足部の内外反を可能にします。



#HUMANFIRST

# Exalto<sup>®</sup>

ENTHUSIASM EVERY DAY



98 - 118mm



品番	カテゴリー	体重制限	サイズ	組立長	重量*1	指股	差高	完成用部品
F13	1~9	低活動 166kg 中活動 147kg	22 ~ 25cm	98 mm	440 g	無	10 mm	○
			26 ~ 28cm	110 mm	540 g			
			29 ~ 31cm	118 mm	700 g			

\*1 フットシェルを含めた重量

### カテゴリー表

活動度/体重 (kg)	44-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130	131-147	148-166
低	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
中	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-

フットシェル カラーバリエーション



ライト / ミディアム / ダーク



お問い合わせはこちらまで  
株式会社プロテオールジャパン

〒652-0884 兵庫県神戸市兵庫区和田山通1丁目2-25 神戸市ものづくり工場C棟 503  
TEL:078-515-6663 / FAX:078-515-6689 URL: <https://proteor-japan.jp/>

