



150 kg




## 1A200 ジェリーフット



- ・ **極低活動**ユーザー向け
- ・ **超軽量**
- ・ 柔軟なEVAにより **安定した歩行**を実現
- ・ 防水(淡水のみ)、入浴用義足にも



EVA素材



柔軟なフットシェルのおかげで  
**快適な踏み返しと断端への負担軽減**を実現

品番	左右	サイズ	体重制限	重量	フットシェル素材
1A200	G (左) D (右)	22cm ~ 27cm	150 kg	<b>350 g</b> (25 cm)	EVA



*Human First*

株式会社プロテオールジャパン

〒652-0884 兵庫県神戸市兵庫区和田山通1丁目2-25神戸市ものづくり工場C棟 503

TEL:078-515-6663 / FAX:078-515-6689 / URL: <https://proteor-japan.jp/>

