

# SILITOUCH

VALUE COMFORT



完成用部品指定認可取得

下腿義足用シリコンライナー

## SILITOUCH (シリタッチシリーズ)

シリタッチシリーズは柔らかいアンブレラと遠位部の優れたクッション性が特徴の下腿義足用シリコンライナーです。遠位 10cm のマトリクスが過度な伸長を防ぎます。アロエベラ配合のシリタッチアロエ、シリコン製のシリタッチクラシックからお選びいただけます。



クッション性



懸垂性



快適性



保湿成分配合



#HUMANFIRST



# SILITOUCH

ALOE



VALUE COMFORT



### クッション性

遠位端の厚みは、サイズごとに最適な厚みを提供します。



### 懸垂性

1S711 シリーズは遠位のアタッチメントにより確かな懸垂性を実現します。



1S711



1S721



### 快適性

シリコン+伸縮繊維の組み合わせは伸縮性に優れ、多くのユーザーに適應します。



### 保湿成分配合


アロエベラ成分配合のシリコンは、皮膚に潤いを与えます。

## SILITOUCH ALOE ロッキングライナー

品番	サイズ	厚み	遠位端の厚み
1S711-3-160	16	3 mm	17.5 ~ 18.5 mm
1S711-3-180	18		
1S711-3-200	20		
1S711-3-220	22		
1S711-3-235	23.5		
1S711-3-250	25		
1S711-3-265	26.5		
1S711-3-280	28		
1S711-3-300	30		
1S711-3-320	32		
1S711-3-340	34		
1S711-3-360	36		
1S711-3-400	40		
1S711-3-450	45		
1S711-6-160	16		
1S711-6-180	18		
1S711-6-200	20		
1S711-6-220	22		
1S711-6-235	23.5		
1S711-6-250	25		
1S711-6-265	26.5		
1S711-6-280	28		
1S711-6-300	30		
1S711-6-320	32		
1S711-6-340	34		
1S711-6-360	36		
1S711-6-400	40		
1S711-6-450	45		

## SILITOUCH ALOE クッションライナー

品番	サイズ	厚み	遠位端の厚み		
1S721-3-160	16	3 mm	14.5 ~ 16 mm		
1S721-3-180	18				
1S721-3-200	20				
1S721-3-220	22				
1S721-3-235	23.5				
1S721-3-250	25				
1S721-3-265	26.5				
1S721-3-280	28				
1S721-3-300	30				
1S721-3-320	32				
1S721-3-340	34				
1S721-3-360	36				
1S721-6-160	16			6 mm	16 ~ 17.5 mm
1S721-6-180	18				
1S721-6-200	20				
1S721-6-220	22				
1S721-6-235	23.5				
1S721-6-250	25				
1S721-6-265	26.5				
1S721-6-280	28				
1S721-6-300	30				
1S721-6-320	32				
1S721-6-340	34				
1S721-6-360	36				



### サイズの選定方法

断端末から 4 cm 近位の周径をはかります。

採寸値と同じサイズか、1つ下のサイズを選択します。



# SILITOUCH Classic

## VALUE COMFORT



### クッション性

遠位端の厚みは、サイズごとに最適な厚みを提供します。



### 懸垂性

1S711 シリーズは遠位のアタッチメントにより確かな懸垂性を実現します。



1S712



1S722



### 快適性

シリコン+伸縮繊維の組み合わせは伸縮性に優れ、多くのユーザーに適應します。

### SILITOUCH Classic


### ロッキングライナー

品番	サイズ	厚み	遠位端の厚み
1S712-3-160	16	3 mm	17.5 ~ 18.5 mm
1S712-3-180	18		
1S712-3-200	20		
1S712-3-220	22		
1S712-3-235	23.5		
1S712-3-250	25		
1S712-3-265	26.5		
1S712-3-280	28		
1S712-3-300	30		
1S712-3-320	32		
1S712-3-340	34		
1S712-3-360	36		
1S712-3-400	40		
1S712-3-450	45		
1S712-6-200	20	6 mm	19 ~ 20 mm
1S712-6-220	22		
1S712-6-235	23.5		
1S712-6-250	25		
1S712-6-265	26.5		
1S712-6-280	28		
1S712-6-300	30		
1S712-6-320	32		

### SILITOUCH Classic

### クッションライナー

品番	サイズ	厚み	遠位端の厚み		
1S722-3-160	16	3 mm	14.5 ~ 16 mm		
1S722-3-180	18				
1S722-3-200	20				
1S722-3-220	22				
1S722-3-235	23.5				
1S722-3-250	25				
1S722-3-265	26.5				
1S722-3-280	28				
1S722-3-300	30				
1S722-3-320	32				
1S722-3-340	34				
1S722-3-360	36				
1S722-6-160	16			6 mm	16 ~ 17.5 mm
1S722-6-180	18				
1S722-6-200	20				
1S722-6-220	22				
1S722-6-235	23.5				
1S722-6-250	25				
1S722-6-265	26.5				
1S722-6-280	28				
1S722-6-300	30				
1S722-6-320	32				
1S722-6-340	34				
1S722-6-360	36				



### サイズの選定方法

断端末から4cm近位の周径をはかります。

採寸値と同じサイズか、1つ下のサイズを選択します。



# STEPLINE PLUS



本製品はコポリマー・ゲル製のスリーブで下腿義足の懸垂機能を発揮します。

本製品は、ひとりの使用者による複数回の使用を目的としています。

禁忌：

- ・材料 (コポリマーゲル) へのアレルギー / 不耐性がある方
- ・皮膚の刺激に弱い方や皮膚に炎症がある方
- ・開放創のある方

洗浄：

- ・温水 (30℃以下) で中性の pH バランスのとれた石鹼を使って毎日洗浄してください。
- ・アルコール消毒液で毎週消毒してください。アルコール消毒液に浸さないでください。




## シーリングスリーブ



- ・コポリマーゲルを使用。
  - ・耐久性と柔軟性に優れた外装生地。
- カラーバリエーション：  
ベージュ (500) / グレー (510) / ブラック (530)

品番			素材	長さ	厚さ	遠位周径	近位周径
ベージュ	グレー	ブラック					
1S500-M	1S510-M	1S530-M	コポリマーゲル	350mm	3mm	21-30cm	29-43cm
1S500-L	1S510-L	1S530-L				28-42cm	36-51cm
1S500-LP	1S510-LP	1S530-LP				31-46cm	39-55cm
1S500-XL	1S510-XL	1S530-XL				34-50cm	42-60cm
1S500-XXL	1S510-XXL	1S530-XXL				36-55cm	44-70cm

## プレフレックスシーリングスリーブ



- ・屈曲角度 10°付。
  - ・膝関節屈曲時の不快感を最小限に抑える設計。
- カラーバリエーション：  
ベージュ (520) / ブラック (540)

品番		素材	長さ	厚さ	遠位周径	近位周径
ベージュ	ブラック					
1S520-S	1S540-S	コポリマーゲル	350mm	3mm	15-22cm	25-36cm
1S520-M	1S540-M				19-28cm	29-43cm
1S520-L	1S540-L				22-37cm	35-50cm
1S520-XL	1S540-XL				27-44cm	39-56cm