

A man with a prosthetic leg and a dog on a skateboard. The man is wearing a blue helmet, goggles, a grey t-shirt, tan cargo shorts, and black gloves. He has a prosthetic leg on his right side. A small black and tan dog is standing on an orange skateboard. The background is a grey wall.

完成用部品一覧

2025年度版

クアトロ関連部品

区分	名称	型式	販売価格(税別)	完成用部品価格		使用部品		材質/体重制限/重量/備考			
義足用部品	膝継手	A 単軸膝 1 遊動式 空圧・油圧・ コンピュータ制御	¥3,000,000	¥3,156,200	Quattro	クアトロ	ステンレス 他 電子部品	136kg	1655g		
							活動度：3~4 / 可動域：135° / 近位接続 ネジ式有*1 IP67取得*2 / コンパクト設計 / 地形やケイデンスの変化にあわせて瞬時に歩行の安定性を最適化				
	その他の部品	バッテリーキット	¥35,000	¥46,200	QNX0601-CHRG	バッテリーアダプタ クアトロ用	材質 本体：プラスチック ケーブル外皮：PVC	本体部分：200 g			
							寸法 本体：約8×4.5×3.5cm ケーブル：約140cm				
			¥2,600	¥3,700	QNX0601-ADAPT	変換アダプタ クアトロ用	材質 基盤部：プラスチック 金属部：ニッケルメッキ				
							¥84,000	¥101,600	ACC0010		バッテリーキット クアトロ用
本体 約9.6×6.2×2.2cm 収納袋付											

キネックス関連部品

区分	名称	型式	販売価格(税別)	完成用部品価格	使用部品		材質/体重制限/重量/備考			
義 足 用 部 品	足 部	B 単軸足部 単軸足部	¥2,030,000	¥2,149,600	Kinnex	キネックス	EnduraCore®*3 電子部品	K2：125Kg K3：100Kg	1490g (26cm)	
							活動度：K2-3 / サイズ：24~30cm(指股：24~28cm) マイコン制御による優れた安定性 自動差高調整機能付(0-50mm) / IP67取得*2			
	そ の 他 の 部 品	バッテリーキット	¥15,000	¥21,300	F14-CHRG1	バッテリーアダプタ キネックス用	材質 本体：プラスチック ケーブル外皮：PVC		本体部分：200 g	
							寸法 本体：約8×6×3.5cm ケーブル：約180cm			
			¥2,700	¥3,850	F14-ADAPT1	変換アダプタ キネックス用	材質 基盤部：プラスチック 金属部：ニッケルメッキ			
		¥84,000					¥101,600	ACC0011	バッテリーキット キネックス用	
			本体 約9.6×6.2×2.2cm 収納袋付							
		A フットカバー A フットカバー	¥21,500	¥30,500	FTC-2K FTC-3K	フットシェル キネックス, キンテラ3用	ポリウレタン	130kg	230g	
							カラー展開：ライト / ミディアム / ダーク			
	B スペクトラソックス B スペクトラソックス	¥3,200	¥4,550	SO-F14	スペクトラソックス キネックス用	ナイロン				

骨格構造義肢

区分	名称	型式	販売価格(税別)	完成用部品価格		使用部品	材質/体重制限/重量/備考			
義 足 用 部 品	膝 継 手	C 多軸膝 1 遊動式 空圧	¥170,000	¥205,700	1P200	4節リンク空圧膝継手 マティック	アルミ ステンレス	125Kg	743g	
		活動度：2~3 / 可動域：170° 近位接続 ネジ式有*1 / 超軽量, 安定感があり訓練用仮義足にも最適								
	膝 継 手	C 多軸膝 1 遊動式 油圧	¥362,000	¥418,700	1P120	ハイディール	アルミ ステンレス	125Kg	1050g 1080g (ネジ式)	
		活動度：3~4 / 可動域：145° 近位接続 ネジ式有*1 カラー展開：グレー / オレンジ								

区分	名称	型式	販売価格(税別)	完成用部品価格	使用部品		材質/体重制限/重量/備考			
義 足 用 部 品	義 足 調 整 用 部 品	ソケットアダプタ ・ピラミッド	¥13,200	¥18,700	1K173	3 長羽オスピラミッド付 ソケットコネクタ	ステンレス	125Kg	150g	
						ピン穴あり				
			¥9,500	¥13,400	1K203	4 短羽オスピラミッド付 ソケットコネクタ ステンレス 150kg対応	ステンレス	150Kg	85g	
						ピン穴あり				
			¥22,400	¥31,800	1K204	4 短羽オフセットオスピラミッド 付 ソケットコネクタ	ステンレス	150Kg	113g	
						通常タイプよりピラミッド部が 軸方向に 9mm オフセット / ピン穴あり				
		ソケットアダプタ・ 3 6 φ ベース	¥15,000	¥21,300	1K179	3 長羽回旋調整付 ソケットコネクタ	ステンレス	150Kg	125g	
						回旋機構付き / Proteor製 φ 36mm雄ネジと互換性あり				
		ソケットアダプタ・ その他	¥14,200	¥20,100	1K40	長羽ラミネーションアダプタ	スチール	125Kg	120g	
		四穴・ピラミッド (オス)	¥6,700	¥9,500	1K205	4 つ穴オスピラミッド付コネクタ	ステンレス	125Kg	80g	
						ピラミッドアダプタ 小児用	アルミ ステンレス	45Kg	45g	
		四穴・ピラミッド (メス)	¥9,300	¥13,200	1K172	4 つ穴メスピラミッド付コネクタ	ステンレス	125Kg	100g	
		ダブルアダプタ (オス・オス)	¥7,300	¥10,300	1K190	ダブルオスピラミッドコネクタ	ステンレス	150Kg	120g	
						ピン穴あり				
		ダブルアダプタ (メス・メス)	¥8,000	¥11,300	1K207-032	メスピラミッドダブルコネクタ 32mm アルミ	アルミ	100Kg	85g	
						メスピラミッドダブルコネクタ 45mm アルミ	アルミ	100Kg	100g	
						メスピラミッドダブルコネクタ 60mm アルミ	アルミ	100Kg	115g	
						メスピラミッドダブルコネクタ 75mm アルミ	アルミ	100Kg	130g	

区分	名称	型式	販売価格(税別)	完成用部品価格	使用部品		材質/体重制限/重量/備考			
義足用部品	義足調整用部品	ダブルアダプタ (メス・メス)	¥9,800	¥13,900	1K207-032-HD	メスピラミッドダブルコネクタ 32mm アルミ 150kg対応	アルミ	150Kg	100g	
			¥10,300	¥14,600	1K207-045-HD	メスピラミッドダブルコネクタ 45mm アルミ 150kg対応	アルミ	150Kg	130g	
		3φネジ・ピラミッド (オス)	¥9,000	¥12,700	1K182	φ36mmネジ式 オスピラミッドアダプタ	ステンレス	125Kg	65g	
							Proteor製φ36mm雌ネジと互換性あり			
			¥9,700	¥13,700	1K184	φ36mm雌ネジ ネジ式オスピラミッドアダプタ	ステンレス	125Kg	94g	
							Proteor製φ36mmネジと互換性あり			
		その他	¥10,000	¥14,200	1K155	φ36mmネジ式メスピラミッド付 チューブコネクタ	ステンレス	150Kg	292g	
							Proteor製φ36mm雌ネジと互換性あり			
			¥14,900	¥21,100	1K160	ニーコネクタ	アルミ ステンレス	100Kg	70g	
							膝継手1M01, 1M10, 1M102, 1M102Vと組合せ可能			
		3φネジ・その他	¥9,800	¥13,900	1K15002	φ36mm雌ネジネジ式 メスピラミッドアダプタ	アルミ	100Kg	64g	
							Proteor製φ36mmネジと互換性あり			
			¥10,300	¥14,600	1K183	φ36mmネジ式 メスピラミッドアダプタ	ステンレス	150Kg	75g	
							Proteor製φ36mm雌ネジと互換性あり			
	チューブ	チューブのみ	¥8,500	¥12,000	1G01	φ30mmチューブ	アルミ	100Kg	200g	
							長さ：420mm			
			¥6,900	¥9,700	1G0120	φ30mmチューブ 200mm	アルミ	100Kg	95g	
							長さ：200mm			
			¥8,500	¥12,000	1G01-HD	φ34mm アルミ 125kg対応	アルミ	150Kg	235 g	
							長さ：420mm			
		ピラミッド (メス) 付	¥32,600	¥43,000	1D46	メスピラミッド付 チューブコネクタ	アルミ チタン	100Kg	280 g	
			¥12,900	¥18,300	1D52	メスピラミッド付 チューブコネクタ	アルミ	100Kg	111g	
			¥14,500	¥20,500	1D52-P6	メスピラミッド付 チューブコネクタ φ34 アルミ 125kg対応	アルミ	125Kg	121g	

区分	名称	型式	販売価格(税別)	完成用部品価格	使用部品		材質/体重制限/重量/備考			
義足用部品	義足調整用部品	Φ30用ピラミッド(メス)	¥29,300	¥41,600	1D40	メスピラミッド付 クランプアダプタ	チタン	100Kg	90g	
			¥8,500	¥12,000	1D41	メスピラミッド付 クランプアダプタ アルミ	アルミ	100Kg	109g	
		Φ34用ピラミッド(メス)	¥10,600	¥15,000	1D41-HD	メスピラミッド付 クランプアダプタ アルミ 150kg対応	アルミ	150Kg	120g	
		小児用	¥11,400	¥16,100	1D39	クランプアダプタ 小児用	アルミ	45Kg	45g	
足部	A SACH足部 SACH		¥36,900	¥48,700	1A200	ジェリーフット	EVA	150Kg	395g** (25cm)	
						活動度：K1 / サイズ：22～29cm 超軽量・極低活動ユーザー向け / 柔軟なEVA素材による 衝撃吸収 / 指股加工可能 / 防水(海水を除く)				
			¥269,500	¥322,700	HiP	ラッシュ ハイプロ	グラス ファイバー	166Kg	653g (25cm)	
						活動度：K2-4 / サイズ：22～29cm 高い耐久性としなやかな踏み返しを実現 完全防水				
			¥359,500	¥416,100	EVQH	ラッシュ ハイプロ エバキューイト (吸引機構一体型足部)	グラス ファイバー	166Kg	658g (25cm)	
						活動度：K2-4 / サイズ：22～29cm ハイプロに吸引機構を内蔵 完全防水				
			¥190,000	¥229,900	RAMLP	ラッシュ ランベ이지 LP	グラス ファイバー	130Kg	538g (25cm)	
						活動度：K2-4 / サイズ：22～29cm 高い耐久性としなやかな踏み返しを実現 完全防水				
			¥280,000	¥333,600	EVRAMLP	ラッシュ ランベ이지 LP エバキューイト (吸引機構一体型足部)	グラス ファイバー	130Kg	549g (25cm)	
						活動度：K2-4 / サイズ：22～29cm ランベ이지LPに吸引機構を内蔵 完全防水				
			¥369,600	¥426,600	ROG	ラッシュ ローグ	グラス ファイバー	166Kg	760 g (25cm)	
						活動度：K2-4 / サイズ：22～29cm トルクアップソーパー(内外旋±15°)&ショックアップソーパー搭載 / 完全防水				
			¥510,000	¥572,300	EVQR	ラッシュ ローグ エバキューイト (吸引機構一体型足部)	グラス ファイバー	166Kg	770 g (25cm)	
						活動度：K2-4 / サイズ：22～29cm ローグに吸引機構を内蔵 完全防水				
			¥177,600	¥214,800	ROV	ラッシュ ローバー	グラス ファイバー	130Kg	639g (25cm)	
						活動度：K2-4 / サイズ：22～29cm 長断端に適した低床構造 完全防水				
			¥93,700	¥113,300	F13	エグザルト	カーボン	166Kg	440g** (25cm)	
						活動度：K2 / サイズ：22～31cm 軽量かつ低床設計で幅広い方に適応 完全防水				
			¥197,000	¥238,300	F15	アジリクス	カーボン	100Kg	550g** (25cm)	
						活動度：K3 / サイズ：22～31cm(指股：22～28cm) ICでの衝撃吸収に優れた足部 完全防水				

区分	名称	型式	販売価格(税別)	完成用部品価格	使用部品		材質/体重制限/重量/備考			
義 足 用 部 品	足 部	A SACH足部 SACH	¥374,500	¥431,600	F20	ショックウェーブ	EnduraCore®*3	147Kg	937g*4 (25cm)	
						活動度：K3~4 / サイズ：23~30cm (指股：23~28cm)				
						トルクアブソーバー(内外旋±15°)&ショックアブソーバー搭載 / 防水(海水を除く)				
	A SACH足部 小児用	¥155,000	¥187,500	KID	ラッシュ キッズ	グラス ファイバー	61Kg	764g (20cm)		
					活動度：K2~4 / サイズ：19~21cm					
					小児に適した低床構造					
					完全防水					
	B 単軸足部 単軸足部	¥606,000	¥671,900	RM3	キンテラ3	EnduraCore®*3	150Kg	764g*4 (23cm)		
					活動度：K2~3 / サイズ：22~30cm					
				油圧足継手付き / 底屈15° 背屈2° / 背屈補助スプリング / 完全防水						
D サイム用足部 サイム用	¥90,000	¥108,900	CHO	ラッシュ ショパール	グラス ファイバー	130Kg	118g (25cm)			
				活動度：K2~4 / サイズ：19~30cm						
				サイム切断用低床構造						
				完全防水						
そ の 他	懸 垂 ベ ル ト	B 下腿用	¥21,500	¥30,500	1S500 1S510 1S530	シーリングスリーブ	コポリマー	サイズ展開: M, L, LP, XL, XXL		
							厚さ：3mm / 長さ：350mm			
						カラー展開：500 ページュ, 510 グレー, 530 ブラック				
						耐久性と柔軟性に優れた外装生地				
	¥24,500	¥34,700	1S520 1S540	プレフレックス シーリングスリーブ	コポリマー	サイズ展開: S, M, L, XL				
					厚さ：3mm / 長さ：340mm					
					カラー展開：520 ページュ, 540 ブラック					
					耐久性と柔軟性に優れた外装生地 / 屈曲角度10° 付					
	ラ イ ナ ー	A ピンアタッチメントなし クッションライナー	¥60,000	¥72,600	1S721	シリタッチ アロエ クッションライナー	シリコン	サイズ展開 ⁵ ：16 / 18 / 20 / 22 / 23.5 / 25 / 26.5 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / <u>40</u>		
							厚さ：3mm または 6mm / 下線サイズは3mm厚のみ			
				アロエベラの保湿成分を含有 / クッション性に優れた設計						
¥53,500		¥66,000	1S722	シリタッチ クラシック クッションライナー	シリコン	サイズ展開 ⁵ ：16 / 18 / 20 / 22 / 23.5 / 25 / 26.5 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / <u>40</u>				
				厚さ：3mm または 6mm / 下線サイズは3mm厚のみ						
				クッション性に優れた設計						
B ピンアタッチメントあり B ピンアタッチメントあり	¥65,000	¥78,600	1S711	シリタッチ アロエ ロッキングライナー	シリコン	サイズ展開 ⁵ ：16 / 18 / 20 / 22 / 23.5 / 25 / 26.5 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 40 / 45				
					厚さ：3mm または 6mm / マトリクス(補強)：遠位					
					10cm / アロエベラの保湿成分を含有 / 柔軟なアンブレラでクッション性に優れた設計					
	¥55,000	¥66,500	1S712	シリタッチ クラシック ロッキングライナー	シリコン	サイズ展開 ⁵ ： <u>16</u> / <u>18</u> / 20 / 22 / 23.5 / 25 / 26.5 / 28 / 30 / 32 / <u>34</u> / <u>36</u> / <u>40</u> / <u>45</u>				
				厚さ：3mm または 6mm / マトリクス(補強)：遠位						
				10cm / 柔軟なアンブレラでクッション性に優れた設計						
そ の 他 の 部 品	A フットカバー A フットカバー	¥22,500	¥31,900	FS	フットシェル	ポリウレタン	130kg	230g (25cm)		
						カラー展開 ラッシュフット(ROV, KID除く)：ライト / ダーク(上段) F13, F15, F20：ライト / ミディアム / ダーク(下段)				
	¥22,500	¥31,900	FSK	フットシェル ローバー, キッズ用	ポリウレタン	130kg	270g (25cm)			
					ROV 及び KID 専用					
					カラー展開：ライト / ダーク					
B スペクトラソックス B スペクトラソックス	¥3,200	¥4,550	SS	スペクトラソックス	ナイロン					
C その他 C その他	¥17,200	¥24,400	EVRB	EVAQ8システムリビルドキット	EVAQ8足部専用パーツ					

装具

区分	名称	型式	販売価格(税別)	完成用部品価格			使用部品			材質/体重制限/重量/備考			
下肢装具	足継手	B 制御式（補助付） 1 一方向	¥5,800	¥8,200	2C160 2C161	AFOアンクルジョイント アフレックス	ポリウレタン						
													大人用：160(ブラック)、小児用：161(ブルー)

*1 Proteor製φ36mm雌ネジと互換性があります。
*2 IP規格67クラス：粉塵が内部に全く侵入せず、水深 1mに30分漬けても水が内部に侵入しない。
*3 EnduraCore：カーボンファイバーとグラスファイバーの複合材、従来のカーボンファイバーの特性を残しつつ耐久性を高めた素材。
*4 フットシェルを含めた重量。
*5 ライナーのサイズ選定：断端末から近位 4 cmの周径を採寸。採寸値よりマイナス1cm、または採寸値より1クラス下のサイズが推奨。