


KINTERRA®

油圧制御式足継手付足部キンテラ3


足部の常識を 再定義する

実績が証明する油圧足継手付き足部。
さらなる品質、安定性、可動域、
そして快適性へ。



KINTERRA®

油圧制御式足継手付足部キンテラ3



17° の油圧足関節可動域

15°の底屈と2°の背屈により、さまざまな地形で足底を安定させ、座位時の快適性が向上



調整不要で靴を交換可能。

差高が変わっても、柔軟に適応




防水・防塵性能

IP67 に準拠した高い耐久性を実現



強化された背屈補助スプリング

非荷重時に足関節を2°の背屈位置に戻し、歩行時のつま先の引っかかりリスクを軽減



品番	カテゴリー	体重制限	サイズ	組立長	重量*	指股	差高	完成用部品
RM3	1~8	低活動 150kg 中活動 132kg	22 ~ 25cm	118 mm	764 g	有	10 mm	○
			26 ~ 28cm	119 mm	833 g			
			29 ~ 30cm	122 mm	956 g			

※フットシェルを含めた重量

カテゴリー表									
活動度/体重 (kg)	44-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-132	133-150
低	1	1	2	3	4	5	6	7	8
中	1	2	3	4	5	6	7	8	-

フットシェルカラーバリエーション



ライト / ミディアム / ダーク



A D D 652-0884 兵庫県神戸市兵庫区和田山通 1 - 2 - 25 神戸市ものづくり工場 C 棟 503
T E L 078 - 515 - 6663 F A X 078 - 515 - 6689 U R L <https://proteor-japan.jp/>

